
Косметологическое оборудование



MS WESTFALIA GmbH
Your German Manufacturer



Аппараты для фотоэпиляции * IPL-системы * Фотоэпиляторы

Фотоэпиляция – один из самых эффективных и в тоже же время простых и удобных способов удаления волос. Легкие, нетравматичные процедуры фотоэпиляции можно проводить на любой зоне: лицо, руки, ноги, спина и линия бикини.

Flash 1 Jumbo (General Project, Италия) Фотоэпилятор

- Показания к применению:
 - Удаление волос.
 - Омоложение и лечение пигментных патологий.
 - Лечение купероза и телеангиоэктазий.
 - Лечение акне и постакне.
- Характеристики:
 - Большой размер светового пятна – 12 см².
 - Высокая плотность энергии - до 45 Дж/см².
 - Работа по загорелой и природно-пигментированной коже.
 - Насадки для работы по лицу и чувствительным зонам.
 - Автоматическая идентификация используемого светового фильтра.
 - Автоматический счетчик вспышек.
 - Система охлаждения кожи Ice Touch обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пациента.



Flash 1 Plus (General Project, Италия) Фотоэпилятор

- Показания к применению:
 - Удаление волос.
 - Омоложение и лечение пигментных патологий.
 - Лечение купероза и телеангиоэктазий.
 - Лечение акне и постакне.
- Характеристики:
 - Большой размер светового пятна – 12 см².
 - Плотность энергии – 38 Дж/см².
 - Гарантированный ресурс лампового модуля 12.000 импульсов.
 - Фактический ресурс лампового модуля > 15.000 импульсов.
 - Touch screen дисплей с системой подсказок «шаг за шагом».
 - Замена лампового модуля «в горячем режиме», не выключая аппарат.

Beauty Flash (General Project, Италия) Фотоэпилятор

- Показания к применению:
 - Удаление волос.
 - Лечение акне и постакне.

Характеристики:

- Размер светового пятна – 8 см².
- Плотность энергии – 30 Дж/см².
- Не требуется охлаждения кожи.
- Идеальное предложение для небольших кабинетов.



Аппараты для * Микродермабразии * Пилинга

Пескоструйная микродермабразия – современный метод механического пилинга. Метод постепенного “стирания” верхнего слоя эпидермиса потоком химически инертных микрокристаллов окиси алюминия с одновременным их удалением через специальную вакуумную систему. Широта использования – от глубокого очищения кожи до лечения рубцов и морщин. Абразивное воздействие способствует стимуляции кровоснабжения, образованию коллагена и эластина, улучшает эластические свойства кожи.

Silk Peel (General Project, Италия) Аппарат для микродермабразии

- Показания к применению:
 - Пилинг.
 - Омоложение.
 - Депигментация.
- Характеристики:
 - Микропроцессорное управление.
 - Максимальное давление 4 бар.
 - Максимальный поток воздуха: 70 л/мин.
 - Абразивное вещество: оксид алюминия.
 - Регулируемая глубина шлифовки.
 - Таймер прямого и обратного отчета.



Easy Peel (General Project, Италия)

- Показания к применению:
 - Пилинг.
 - Омоложение.
 - Депигментация.
- Характеристики:
 - Аналоговая контрольная панель.
 - Максимальное давление: 2,5 бар.
 - Новейший противовибрационный механизм.
 - Высокая эффективность и надежность.

3 Face (General Project, Италия) Аппарат комплексного ухода за кожей

- Показания к применению:
 - омоложение и восстановление кожи;
 - коррекция мимических морщин, лифтинговый эффект;
 - избавление от пигментных пятен, сосудистых дефектов;
 - лечение акне, постакне.
- Характеристики:
 - Насадки: микродермабразия, вакуумный массаж, фототерапия.
 - Алмазная микродермабразия.



Аппараты для коррекции фигуры и лечения целлюлита

Фотоэпиляция – один из самых эффективных и в тоже же время простых и удобных способов удаления волос. Легкие, нетравматичные процедуры фотоэпиляции можно проводить на любой зоне: лицо, руки, ноги, спина и линия бикини.

Slim Project Plus (General Project, Италия)

Комплексный аппарат для коррекции фигуры

- Аппарат сочетает 3 методики:
 - вакуумный массаж,
 - ультразвуковая терапия,
 - диодный свет.
- Данная комбинация является классической в косметологии и физиотерапии и позволяет использовать аппарат для:
 - салонов красоты и медицинских центров;
 - физиотерапевтического лечения;
 - реабилитационных отделений и кабинетов.
- Результаты воздействия:
 - дефибрирующее воздействие;
 - лимфодренаж;
 - регенерация кожи и нижележащих тканей;
 - расщепление липидов;
 - улучшение рельефа и структуры кожи;
 - стимуляция коллагенообразования.
- Косметологический эффект - заметное похудение, тонизированная, гладкая и здоровая кожа.



Sonoca Lipo (Soring GmbH, Германия)

Компактный, мобильный аппарат классической и ультразвуковой липосакции

- В аппарате Sonoca Lipo интегрированы ультразвуковой генератор, инфльтрационная помпа и аспирационный насос, которые делают возможным проведение комбинированной липосакции: ультразвуковой и тонкотунельной. Микропроцессорный контроль всех компонентов аппарата гарантирует безопасность пациента. Проведение тумесцентной анестезии местными анестетиками сделало возможным проведение липосакции в амбулаторных условиях.
- Преимущества:
 - Компактный аппарат со встроенными помпами инфльтрации и отсоса для проведения комбинированной липосакции: ультразвуковой и механической.
 - Аппарат позволяет проводить разрушение жировых клеток без повреждения кровеносных сосудов и нервов, тем самым снижая риск и травматичность операции.
 - При разрушении жировых клеток ультразвуковым зондом происходит частичная абсорбция получаемой эмульсии через канал этого же зонда.
 - Благодаря точной пьезокерамической технике ультразвуковые инструменты не греются, тем самым исключается ожог тканей.
 - Специально разработанными канюлями («Slow-Motion») устраняются остатки эмульсии и моделируются контуры.
 - Использование тумесцентного раствора позволяет ограничиться местной анестезией.
 - Возможность проведение липосакции в амбулаторных условиях.



- **Ультразвуковая липосакция (UAL)**

- Ультразвуковые инструменты производятся по уникальной технологии Soring, что дает возможность хирургу проводить косметологические вмешательства любой сложности.

- **Характеристики инструментов:**

- Легко стерилизуются в автоклаве – не требуют демонтажа при стерилизации.
- Оборудованы разъемом для быстрого соединения с кабелем.
- Не требуются расходные материалы.

- **Традиционная мелкотунельная липосакция (FLS)**

Традиционная липосакция специальными канюлями (Slow-Motion)

- Свободное скольжение.
- Уменьшение травматизации.
- Надежное крепление.

TRIO™ skin tightener (Sybaritic, США) **Биполярный радиочастотный аппарат**

- **Результат воздействия:**

- Лифтинг кожи лица и тела.
- Омоложение, реформирование коллагена, синтез неколлагена.
- Моделирование силуэта, уменьшение объема.
- Коррекция целлюлита.

- **Работа по лицу и зоне декольте:** область вокруг глаз, носа, рта, шея и руки.

- **Результат воздействия:**

- уменьшение морщин и мешков под глазами;
- уменьшение, сокращение и удаление морщин на лице;
- увеличение эластичности кожи, сужение расширенных пор;
- осветление пигментных пятен (веснушек);
- выравнивание кожи;
- придание формы, укрепление и моделирование овала лица.

- **Работа по телу**

- **Результат воздействия:**

- моделирование фигуры;
- лечение признаков целлюлита;
- укрепление соединительных тканей;
- выравнивание текстуры кожи;
- выведение токсинов.

- **Особенности и преимущества**

- Процедуры по лицу и телу.
- Три двуполярные насадки: предоставляют максимум лечебных опций.
- Лечение на всех типах кожи.
- Отсутствие реабилитационного периода.
- Эксклюзивная технология Focus Wave™ для максимальной эффективности лечения.
- Оптимальное соотношение цены и качества.
- Низкая себестоимость процедур.



Beautytek Light (Medilab, Германия)

Аппарат неинвазивной мезотерапии

- Под воздействием Beautytek Light молекулы гиалуроновой кислоты проникают в кожу, затем стабилизируются и полимеризуются, происходит перекрестное связывание молекул. Кожа увлажняется, разглаживаются морщины и складки. Гиалуроновая кислота является основным препаратом, применяемым для восстановления молодости и красоты кожи.

Современный лазер Beautytek Light - быстро, безболезненно и без побочных эффектов восстанавливает концентрацию гиалуроновой кислоты в коже, даже после одной процедуры.

Гиалуроновая кислота представляет собой естественную кислоту, содержащуюся в коже и являющуюся ключевым компонентом внеклеточного матрикса.

Со временем кожа теряет естественный избыток гиалуроновой кислоты вследствие процессов старения. Естественное содержание гиалуроновой кислоты постоянно снижается, так, после 40 лет кожа содержит 50%, а после 60 лет лишь 10% от первоначального уровня. Это приводит к прогибу эпидермиса и появлению морщин.

Преимущества

- Процедура полностью безболезненна.
- Эффективна работа на всех типах кожи.
- Длительность процедуры всего 20 минут.
- Исключительные результаты после первой процедуры.
- Фокусировка на выбранную глубину воздействия.
- Длительный эффект.
- Отсутствие периода реабилитации.

Gharieni Server (Gharieni, Германия)

Косметологический комбайн

- Представляет собой модульную систему, компоненты которой могут заменять и дополнять друг друга. Панель управления позволяет контролировать параметры проводимых процедур.
- Гальванизатор. Используется для глубокого очищения кожи - дезинкрустации и ионофореза. Вапазон для лица с удобным, легко заполняемым и очищаемым контейнером.
- Простое управление паровой и озоновой vaporизации позволяет осуществлять комплексные процедуры.
- Лампа-лупа с широким радиусом действия (1000 мм).
- Яркое освещение - 22 Вт, высококачественные линзы 3,5 диоптр.

Возможности комбайна:

- распаривание с ароматерапией и азонам;
- пилинг;
- вакуумная чистка;
- спрей;
- ионофорез и дезинкрустация;
- термотерапия (тепло/холод);
- ультразвук;
- д`Арсонваль.



Косметологические кресла Мебель для салонов красоты

Gharieni SL XP1 / XP2 / XP3 / XP4 (Gharieni, Германия) Косметологическое кресло

- Представляет собой модульную систему.
- **SL XP 1**
Один электромотор для регулировки кресла по высоте. Спина, ножная секция и угол наклона средней части регулируются при помощи пневматического привода.
- **SL XP 2**
Два электромотора. Один для регулировки кресла по высоте, второй по выбору устанавливается для спины или для регулировки угла наклона средней части. Ножная секция регулируется при помощи пневматического привода.
- **SL XP 3**
Три электромотора, для регулировки кресла по высоте, для спины и для регулировки угла наклона средней части. Ножная секция регулируется при помощи пневматического привода.
- **SL XP 4**
Полностью автоматизированное кресло-кушетка, 4 электромотора.



Gharieni SL1 / SL2 / SL3 / SL4 (Gharieni, Германия) Косметологическое кресло

- **SL 1**
Один электромотор для регулировки кресла по высоте. Спина, ноги и угол наклона средней части регулируются при помощи пневматики.
- **SL 2**
Два электромотора: один для регулировки кресла по высоте, второй по выбору устанавливается для спины или для регулировки угла наклона средней части. Ножная секция регулируется при помощи пневматики.
- **SL 3**
Три электромотора: для регулировки кресла по высоте, для спины и для регулировки угла наклона средней части. Ножная секция регулируется при помощи пневматики.
- **SL 4**
Полностью автоматизированное кресло-кушетка, 4 электромотора.





Офис в России

123100, г. Москва,
ул. Мантулинская, д. 7
Тел.: (495) 648 99 96, 771 76 10
Факс: (495) 648 99 95, 771 76 11
E-mail: info@7spa.ru
Сайт: www.7spa.ru

Офис в Германии

Junkersring 54
D-53844 Troisdorf
Tel.: +49 2241 944 9345
Fax: +49 2241 944 9359
info@mswestfalia.de
www.mswestfalia.com

Штаб-квартира MS Westfalia GmbH (Тройсдорф, Германия)

MS Westfalia GmbH основана в 1995 году в Германии, в городе Тройсдорф. За время своего существования мы успели зарекомендовать себя как надежного партнера на многих рынках Европы и Азии, а также создать сеть региональных отделений для удобства наших клиентов. Настоящее немецкое качество нашей продукции подкрепляется гибкостью нашей компании и постоянной волей к продвижению на новые рынки; наш спектр продукции постоянно пополняется новыми моделями.

Мы заботимся о качестве и эффективности каждого этапа, за который мы отвечаем: от первоначального производства и до поддержки пользователей. Оптимизация и интеграция на всех этапах позволяет нам настолько снизить цены на нашу продукцию, насколько это возможно без ущерба нашему безупречному качеству. Нашими основными задачами является разработка инновационных продуктов, приведение этих разработок в соответствие со стандартами ISO.

Отделение исследований и разработок постоянно работает над улучшением продукции. На данный момент мы являемся единственным немецким производителем рентгеновского оборудования. Помимо этого, мы производим и устанавливаем высококачественные модульные чистые помещения и ЛОР-оборудование. Более того, наша линейка продукции недавно пополнилась инновационными решениями в области косметологии и физиотерапии. Можно с уверенностью сказать, что в будущем ассортимент продукции MS Westfalia GmbH также пополнится новинками в других областях, а уже существующие модели будут дополнительно улучшаться благодаря новым разработкам.

Спектр косметологического оборудования, поставляемого MS Westfalia GmbH:

Оборудование для фотоэпиляции
Аппараты для микродермабразии
Оборудование для криотерапии
Косметологические кресла
Косметологические комбайны
Оборудование для коррекции контуров тела / лечения
целлюлита
Солярии

Аппараты для комплексного воздействия.
Комплексные реабилитационные установки.
Оборудование для талассотерапии.
Оборудование для SPA процедур.
Оборудование для теплолечения.
Аппараты для колоногидротерапии

Спектр медицинского оборудования, поставляемого MS Westfalia GmbH:

Гибкая эндоскопия
Дефибрилляторы
Кардиология
Косметология, Wellness, SPA
Литотриптеры
ЛОР
Малоинвазивная хирургия
Модульные стерильные помещения Blanc

Мониторы и пульсоксиметры
Наркозно-дыхательные аппараты
Нейрофизиология
Офтальмология
Рентгеновские аппараты
Система "Кибернож"
Ультразвуковые сканеры
Физиотерапия
Хирургия